

ORTOLENS BOSTON GP kontaktna sočiva



ORTOLENS BOSTON XO₂

Dk (ISO/Fatt)=141

Tip:

- ENVISION
- SF (sfera)
- KC (konus)
- TORIC
- MULTIVISION
- MSD (skleralno)



ORTOLENS BOSTON XO

Dk (ISO/Fatt)=100

Tip:

- ENVISION
- SF (sfera)
- KC (konus)
- TORIC
- MULTIVISION
- EXPERT PROGRESSIVE
- MSD (skleralno)



ORTOLENS BOSTON EO

Dk (ISO/Fatt)=58

Tip:

- ENVISION
- SF (sfera)
- TORIC
- MULTIVISION
- EXPERT PROGRESSIVE



ORTOLENS BOSTON ES

Dk (ISO/Fatt)=18

Tip:

- SF (sfera)
- TORIC



Skenirajte QR kod
za više informacija na
sajtu www.ortolens.co.rs

	Bazna krivina (mm) korak 0,05mm	Prečnik (mm) korak 0,10mm	Jačina (D) korak 0,25D
ENVISION (asferično)	6,80 - 8,50	9,00 - 10,30	-25,00 do +25,00
SF (sfera)	6,00 - 9,00	8,00 - 10,00	-25,00 do +25,00
KC (konus)	5,00 - 9,00	8,00 - 10,00	-25,00 do +25,00
TORIC	6,80 - 9,20 cilindar: -1,00D do -9,00D	8,00 - 10,00	-25,00 do +25,00
MULTIVISION (multifokalno)	6,80 - 8,50	9,50 - 10,50	-20,00 do +20,00 adicija: +1,50D do +3,00D
EXPERT PROGRESSIVE	7,20 - 8,60	8,50 - 10,00 korak 0,50mm	-15,00 do +10,00 adicija: +1,00D do +3,50D

Postoji mogućnost izrade specijalnih sočiva prema nalogu oftalmologa i potrebma određenog pacijenta

MSD (skleralno)

Prečnik (mm)	Sagitalna dubina (mm)	Srednja periferija / Limbalna zona	Jačina (D)	Skleralna zona i ivica
15,8	3,60 do 5,80 (korak 0,10mm)	Spuštena - D , Standardna - S , Podignuta - I ili Dvostruko podignuta - II	-25,00 do +25,00	Standardna, 1-Flat, 2-Flat ili 3-Flat

Dodatne opcije za MSD skleralna sočiva: torična periferija (TP) ili cilindar na prednjoj površini (Front Toric)



CONTASOL GP

Temeljno i nežno
delovanje
... za produženu
udobnost

Rastvori za održavanje gaspropusnih kontaktnih sočiva



CONTASOL GP rastvor za čuvanje

Rastvor za dezinfekciju i čuvanje gaspropusnih i tvrdih kontaktnih sočiva u toku noći posle čišćenja Contasol GP rastvorom za čišćenje. Stvara zaštitni polimerni omotač preko cele površine kontaktnog sočiva koji povećava kvašljivost sočiva i tako produžava udobnost nošenja kontaktnih sočiva. Pored toga omotač ima i elektrostatička svojstva koja stabilizuju suzni film koji je u dodiru sa površinom sočiva i smanjuju mogućnost zadržavanja depozita na površini sočiva. Rastvor omogućuje efikasnu dezinfekciju i bezbednost prilikom nošenja sočiva. Ne sadrži hlorheksidin glukonat.

✓ Dezinfekcija ✓ Produžena udobnost nošenja



CONTASOL GP rastvor za čišćenje

Rastvor za svakodnevno čišćenje gaspropusnih i tvrdih kontaktnih sočiva. Snažan efekat čišćenja se postiže komplementarnim delovanjem efikasnog površinski aktivnog sredstva i karakterističnih dispergovanih mikročestica sa velikom specifičnom površinom (poroznih mikročestica). Uz efikasno čišćenje sočiva koje omogućuje ovaj rastvor i dezinfekciju i produženu udobnost koju pruža Contasol GP rastvor za čuvanje, korisnici gaspropusnih sočiva mogu uživati u bezbednom i udobnom iskustvu nošenja sočiva i jasnom vidu koji ona pružaju.

✓ Efikasno čišćenje

 **ORTOLENS**
... za prirodno jasan vid i zdrave oči

Avda. Valdelaparra 31-A
28108 Alcobendas
Madrid, Španija

DISOP